

NOAX


Transportemballasje til diagnostiske prøver

Til UN3373 ifølge ADR
pakkeinstruksjon 650 og
ICAO-TI og IATA/DGR
pakkeinstruksjon 650
samt bestemmelser for
brevpost.

Art.nr. 324.5001

Transportboks 500 ml 95 kpa,
lengde 155 mm, med
ytteremballasje kartong med
Art.nr. 324.1093 blir dette en
650 forpakning for UN3373

Art.nr. 324.1093 kartong for
transp.boks 500/hylser
UN3373. Kartongen/esken er
merket UN3373 Biological
Substance Category B. Med
typegodkjennelse. Oppfyller
pakkeinstr. 650. 100x100mm



Art.nr. 324.5001

Transportboks 500 ml 95
kpa, lengde 155 mm,
med ytteremballasje
kartong med Art.nr.
324.1093 blir dette en
650 forpakning for
UN3373

Art.nr. 324.1093 kartong
for transp.boks 500/hylser
UN3373.

Kartongen/esken er
merket UN3373
Biological Substance
Category B. Med
typegodkjennelse.
Oppfyller pakkeinstr. 650.
100x100mm

