

Art. nr. 324.4003

Transportboks 650 B

Transportboks for diagnostiske prøver UN3373, iht ADR pakkeinstr. 650. En kortholder. Her brukes gule innsatser for prøverør, transporthylser etc. Transportboks 500 og 800 kan få plass i boksen. Indre lengde x bredde x høyde: 33x25x16 cm.



Art. nr. 324.4002

Transportboks 650 A

Transportboks for diagnostiske prøver UN3373, iht ADR pakkeinstr. 650. En kortholder. Her brukes gule innsatser for prøverør, transporthylser etc. Indre lengde x bredde x høyde: 28x18x13,5 cm.

## NOAX Transportemballasje til diagnostiske prøver

Til UN3373 ifølge ADR pakkeinstruksjon 650 og ICAO-TI og IATA/DGR

Art. nr. 324.4003

Transportboks 650 B

Transportboks med innhold.

Art.nr. 401.0440 Plastpose

Art.nr. 410.110 Poseklype

Art.nr 324.2006

Absorberingsduk 200 ml

3 stk. gule innsatser for  
Transportboks 650 B

