



Art.nr. 324.5506
Transporthylse med
absorberingsremse 15 ml.
Lengde 121 mm, d= 28mm.
Ø=22mm.

Lekkasjesikker ved 95 kpa.

Art.nr. 324.1093
kartong/eske for transp.boks
500/hylser UN3373.

Kartongen/esken er merket
UN3373 Biological
Substance Category B. Med
typegodkjennelse. Oppfyller
pakkeinstr. 650. 100x100mm

NOAX Transportemballasje til diagnostiske prøver

Til UN3373 ifølge ADR pakkeinstruksjon 650 og ICAO-TI og IATA/DGR
pakkeinstruksjon 650 samt bestemmelser for brevpost.

Art.nr. 324.5506 Transporthylse med
absorberingsremse 15 ml. Lengde 121 mm,
d= 28mm. Ø=22mm. Kan brukes i
biltransportboksen hvis den har en
kombinasjon som tilsvarer typegodkjennelse
for emballasje kl. 6.2, smittebærende prøver
type a og kl. 6.1 giftige prøver.

Lekkasjesikker ved 95 kpa

