

# SMITTEFARLIG AVFALL

Et avfallssystem for trygg og sikker håndtering, innsamling og transport av smittefarlig avfall som stikkende/skjærende materiale, patologisk, sugokolber/drenasjeholdere, prøverør og lignende som oppstår i helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.



30 og 50 liter beholder for smittefarlig avfall. Løkk med lim forseglar beholderen klar for destruksjon!

UN 3291 godkjent



30 og 50 liter beholder for smittefarlig avfall, med rullebrett og pedalstativ i stål. Tryggere avfallshåndtering uten bruk av hendene minimerer risiko for kontaminering. Stativet med rullebrett er lett flyttbart og gir god hygiene. Gul farge betinger tilhørighet til smittefarlig avdeling.